



Aalborg
Universitet



Københavns
Universitet



Syddansk
Universitet

DTU

Danmarks
Tekniske
Universitet

Gær fra *Saccharomyces cerevisiae*

Synonym	YSC2 Yeast from <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Bakers yeast

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

P nr.: p109280

Denne brugsanvisning er udarbejdet på grundlag af leverandørens oplysninger om produktets indhold, egenskaber mv.

Sigma-Aldrich Denmark A/S - 21-07-2010

Frigivelsesdato: 03-12-2010

Langtidsvirkninger ved udsættelse	Ja	Mistænkt	Modstridende oplysninger	Ingen/utilstrækkelig dokumentation
Kræftfremkaldende				X
Skade på kønsorganer, æg, sæd, foster				X
Skade på arveanlæg (mutagent)				X
Hudsygdomme bl.a. allergi				X
Luftvejsallergi bl.a. astma				X
Skade på nervesystemet				X
Organskade: lunger, lever, nyrer				X
Øvrige skader:				X

A : ANVENDELSESOMRÅDE - BEGRÆNSNING

B : SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER**Indånding :**

- Evt. irritation af slimhinderne i de øvre luftveje.

Indånding-langtid :

- Der foreligger ingen information.

Hud-akut :

- Evt. irritation.

Hud-langtid :

- Der foreligger ingen information.

Øjne :

- Evt. irritation.

Indtagelse :

- Der foreligger ingen information.

C : FORHOLDSREGLER VED BRUG**Forholdsregler :**

- Overvej om brug af effektiv procesventilation f.eks. stinkskab er relevant.
- Pas på aerosoler der kan opstå ved opvarmning eller kraftig påvirkning f.eks. centrifugering.

D : BESKRIVELSE AF STOFFET

Beskrivelse:	Beige eller lysebrunt fast stof.	Damptryk:
Molvægt:		Relativ fordampningshastighed:
Massefylde:		Selvantændelsestemp:
Vandopløselighed:		Antændelsestemp:
Opløselighed:		Ekspløsiionsgrænse:
Log Kow:		Grænseværdi (TLV, mg/m ³):
pH:		Grænseværdi (TLV, ppm):
Smeltepunkt/frysepunkt:		Anmærkning ifølge AT (O,K,H,L,S):
Kogepunkt:		Vapour Hazard Index (VHI/VHR):
Flammepunkt:		M-faktor Akut
		M-faktor Kronisk

Stabilitet / reaktivitet :

- Uforligelig med stærkt oxiderende stoffer.

Miljøforhold :

- Der foreligger ingen information.

E : OPVARMNING OG BRAND**Brand :**

- Der dannes giftige gasser/dampe af bl.a.
- kulmonoxid

Slukning :

- Vandtåge-, kulsyre-, pulverlukker.
- Vær dog opmærksom på, at pulver kan skade apparatur.

F : SPILD OG BORTSKAFFELSE

Begræns støvudvikling.

Undgå hudkontakt med stoffet. Anvend evt handsker.

Bortskaffes som kemikalieaffald. Rengør området efter opsamling af spild.

Affaldsgruppe:	Klasse:	Klass. kode:	PKG:	UN nr:
H				Ingen risiko ved vejtransport.

G : FØRSTEHJÆLP**Indånding:**

- Personen bringes i frisk luft.

Hud:

- Skyl med vand.

Øjne:

- Skyl med vand. Fjern kontaktlinser.

Indtagelse:

- Skyl munden og drik vand.

H : OPBEVARING

Opbevares tæt tillukket i et køleskab.

I : SUBSTITUTION